

使用水の検査方法

1 残留塩素（簡易測定法）

- (1) 調理室内の水道の蛇口から5分間くらい水を出す。
- (2) 試験容器（1）に試薬を入れ、水をラインまで入れよく混和する。
- (3) 試験容器（2）にラインまで水を入れる。
- (4) 試験容器（2）（3）を指定の容器に収め、比色液と比較して残留塩素を求める。
- (5) 残留塩素が0.1mg/l以上あるか確認し、指定用紙に記入する。

2 外観

試験容器に水を入れ、水に濁り、異物、異臭がないか確認し指定用紙に記入する。